



Automatic Wrist Blood Pressure Monitor Quick Start Guide



COMPLETE INSTRUCTIONS INCLUDED




Read instructions carefully before use

For more information call:
1-800-466-3342


CVSBPW-610

IMPORTANT: THIS QUICK START GUIDE IS NOT A SUBSTITUTE FOR READING AND UNDERSTANDING THE INSTRUCTION MANUAL.


1. Install 2 AAA alkaline batteries according to polarity indications inside the compartment. Replace battery cover.




2. Set date and time using the **⏸** and **+** buttons as shown to the right.




3. Remove all watches, etc. and apply cuff to left wrist as shown. See instruction manual for information regarding use on right wrist.



4. Fasten the hook and loop strap securely so that there is no extra space between the cuff and your wrist.



5. Place your elbow on a table so that the cuff is at the same level as your heart. Relax your entire body, especially between your elbow and fingers, and turn your palm up.



6. Press the START/STOP button (**⏸**) and do not move until measurement is completed.

7. Your measurement results will be displayed.

Hypertension indicator
Compares readings to defined levels established by the U.S. National Institutes of Health. Refer to instruction manual for explanation.

- ⏸ Prehypertension
- ⏸ Stage 1 Hypertension
- ⏸ Stage 2 Hypertension

Systolic pressure: 120
Diastolic pressure: 80
Heart rate: 76
Time & date: 12:30 PM 12/28/10



Monitor automático de presión sanguínea para la muñeca

Guía de inicio rápido



Se incluyen instrucciones completas


Lea atentamente las instrucciones antes de usar.

Para obtener más información llame al: 1-800-466-3342


CVSBPW-610

IMPORTANTE: ESTA GUÍA DE INICIO RÁPIDO NO SUSTITUYE LA LECTURA Y COMPRENSIÓN DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES.


1. Instale 2 pilas alcalinas AAA siguiendo las indicaciones de polaridad que se encuentran dentro del compartimiento. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.




2. Ajuste la fecha y la hora usando los botones **⌚** y **+** como se muestra a la derecha.



3. Qítese el reloj, etc. y colóquese el brazalete en la muñeca izquierda como se muestra. Consulte el manual de instrucciones para ver información sobre el uso en la muñeca derecha.



4. Ajuste la tira de velcro en forma segura de modo que no quede espacio entre el brazalete y su muñeca.



5. Coloque el codo sobre una mesa de modo que el brazalete quede al mismo nivel que su corazón. Relaje todo su cuerpo, especialmente entre el codo y los dedos y ponga la palma de su mano hacia arriba.



6. Presione el botón de INICIO/PARADA (**⏏**) y no se mueva hasta que se haya completado la medición.

7. Se mostrarán los resultados de su medición.

