




**activate
your product
warranty**

scan the QR code and
register your product
within 7 days to activate
your warranty



Registering also gives you access
to tips, exciting offers and more!

bodyflex back stretching mat with heat

INSTRUCTION MANUAL AND WARRANTY INFORMATION

BM-AC108HJ | L-00749, Rev. 3

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS, ESPECIALLY WHEN CHILDREN ARE PRESENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

DANGER – TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK:

- Always unplug the appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- DO NOT reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- DO NOT use while bathing or in a shower.
- DO NOT place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- DO NOT place in or drop into water or other liquid.
- NEVER use pins or other metallic fasteners with this appliance.

WARNING – TO REDUCE THE RISK OF BURNS, FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS:

- An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts or attachments.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Homedics; specifically, any attachments not provided with the unit.
- NEVER operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a Homedics Service Center for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- NEVER drop or insert any object into any opening.
- DO NOT operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- DO NOT operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- DO NOT carry this appliance by the supply cord or use cord as a handle.
- To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
- DO NOT use outdoors.

- NEVER operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
- DO NOT use this massager in close proximity to loose clothing or jewelry.
- Keep long hair away from massager while in use.
- This appliance is designed for personal, nonprofessional use.
- NEVER operate on a soft surface such as a bed or couch where the air openings may be blocked.
- DO NOT attempt to repair the massager. There are no user-serviceable parts. For service, contact Consumer Relations at the number listed in the Warranty section.

CAUTION: All servicing of this massager must be performed by authorized Homedics service personnel only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION – PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING.

- Consult your doctor prior to using this product, if:
 - You are diabetic
 - You are pregnant
 - You have a pacemaker
 - You have any concerns regarding your health
- NOT recommended for use by diabetics due to a potential increased risk of blood clots and heat sensitivity.
- NEVER leave the appliance unattended, especially if children are present.
- DO NOT use this product for more than 15 minutes at a time.
- Extensive use could lead to the product's excessive heating and shorter life. Should this occur, discontinue use and allow the unit to cool before operating.
- NEVER use this product directly on swollen or inflamed areas or skin eruptions.
- DO NOT use this product as a substitute for medical attention.
- This product is equipped with an overheating protection circuit; if the power is cut off, please wait until the product is cooled down.
- This product should never be used by any individual suffering from any physical ailment that would limit the user's capacity to operate the controls or who has sensory deficiencies.
- This product is not for use in automobiles.
- This product is intended for household use only.

INSTRUCTIONS FOR USE

Insert the power adapter jack into the plug on the massager's power cord, then plug the unit into a 120-volt electrical outlet. Always make sure the unit is set to the off position before inserting the plug into a 120-volt electrical outlet.

1. Unfold the BodyFlex Stretch Mat and place on the floor. Alternatively, the mat can be placed on a firm flat mattress, providing any soft bedding is removed first.
2. Remove shoes, scarves, ties, belts, and jewelry. Wear soft, comfortable clothing.
3. Lie down on the mat on your back with your bottom nearest the bolster end and the pillow underneath your head.
4. Position your legs and arms according to the directions in chart at right. Please choose appropriately as your leg and arm positions can affect the intensity of the stretch considerably.
5. Press the power  button on the remote control.
6. Press the heat  button to warm muscles and enjoy soothing heat.
7. Choose your intensity level:
LOW = 1 LED lit
MED = 2 LEDs lit
HIGH = 3 LEDs lit

We recommend starting on LOW as you can always increase the intensity during the program if you prefer a deeper stretch.

YOUR FLEXIBILITY	LEG POSITION	ARM POSITION	INTENSITY
INFLEXIBLE, EG. TIGHT BACK/TIGHT HAMSTRINGS	KNEES BENT UP, FEET FLAT ON FLOOR BEYOND THE MAT	BY SIDES, OR WITH HANDS RESTING ON BELLY	MILD
SOME FLEXIBILITY, BUT STILL A WAYS TO GO	STRAIGHT LEGS, PLACE A SMALL PILLOW UNDER KNEES	BY SIDES, OR WITH HANDS RESTING ON BELLY	MODERATE
GOOD FLEXIBILITY, CAN EASILY TOUCH TOES	STRAIGHT LEGS (NO PILLOW)	BY SIDES, OR WITH HANDS RESTING ON BELLY	ENHANCED
VERY FLEXIBLE & LOOKING FOR A DEEPER TREATMENT	STRAIGHT LEGS (NO PILLOW)	ARMS EXTENDED OR FOLDED OVER HEAD	FULL INTENSITY

8. Select a program.

NOTE: Program time is approximately 15 minutes on high intensity and less on medium or low intensity.

9. Relax, as the stretch program starts, close your eyes. Relax all your muscles and focus on your breathing. Allow the weight of the body to sink deeply into the mat. Stretches can be repeated as often as you like, but as with anything new, always start gently and build up your regimen as your body becomes accustomed. We recommend starting with stretching on level 1 and slowly build up the intensity and frequency of your routine.

PROGRAM	DESCRIPTION AND BENEFITS
TWIST	A DYNAMIC PROGRAM INCORPORATING TWISTS TO DECREASE TENSION IN SHOULDERS AND HIPS. ALSO GREAT FOR RELEASING TENSION IN THE LOWER BACK.
FLOW	A PROGRESSIVE FLOW OF STRETCHES TO GENTLY MOBILIZE THE LENGTH OF THE SPINE LEAVING YOU FEELING REFRESHED AND MORE SUPPLE.
ENERGIZE	AN UPLIFTING PROGRAM TO HELP BOOST ENERGY.
STRETCH	AN ALL-AROUND STRETCH PROVIDING A GREAT ANTIDOTE AFTER LONG PERIODS OF SITTING.
UNWIND	A COMBINATION OF TWISTS AND STRETCHES TO HELP YOU DESTRESS AND RELEASE TENSION.
RECOVER	A VARIED TEMPO PROGRAM FOCUSED ON REPLENISHING ENERGY.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

POWER

To turn on the stretch mat, press the power button. The LED will illuminate. Next, select a program.

INTENSITY

Once your program is selected, you may choose from 3 intensities. Press the up arrow to increase intensity, and the down arrow to decrease intensity. The higher the intensity, the more the airbags will inflate, and the more intense your stretch will become. It is recommended you begin on intensity level 1 and increase if needed. The white LEDs will illuminate to indicate the selected intensity level.





HEAT

Press the heat button to enjoy the comfort of soothing heat. The heat can be combined with your stretching or used independently.

SUSPEND

When enjoying 1 of the 6 programs, you may choose to pause the program and take a break. Pressing the “suspend” button will cause all airbags to deflate. When you are ready to resume the program, pressing the suspend button again will restart the program from where you left off.

PROGRAMS

Select a program button to enjoy 1 of 6 custom stretching programs that inflate the airbags in a preprogrammed sequence.

MAINTENANCE

TO STORE

Place stretch mat in its box or in a cool, dry place. Avoid contact with sharp edges or pointed objects that might cut or puncture the fabric surface. To avoid breakage, do not wrap the power cord around the unit. Do not hang the unit by the hand control cord.

TO CLEAN

Unplug the unit and allow it to cool before cleaning. Clean only with a soft, slightly damp sponge. Never allow water or any other liquids to come into contact with the unit.

- DO NOT immerse in any liquid to clean.
- NEVER use abrasive cleaners, brushes, gasoline, kerosene, glass/furniture polish, or paint thinner to clean.
- DO NOT attempt to repair the stretch mat. There are no user-serviceable parts. For service, call the Consumer Relations telephone number listed in the Warranty section.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Product Description: BODYFLEX BACK STRETCHING MAT WITH HEAT

Model Number: BM-AC108HJ

Trade Name: Homedics

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

U.S. Contact Information

Company: Homedics, LLC.

Address: 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390

8:30am-7:00pm EST Monday-Friday 1-800-466-3342

Homedics is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)



2-YEAR LIMITED WARRANTY

Homedics sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for a period of 2 years from the date of original purchase, except as noted below. Homedics warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This warranty extends only to consumers and does not extend to retailers.

To obtain warranty service on your Homedics product, contact a Consumer Relations representative for assistance. Please make sure to have the model number of the product available.

Homedics does not authorize anyone, including but not limited to retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a retailer or remote purchasers, to obligate Homedics in any way beyond the terms set forth herein. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part from failure to provide manufacturer's recommended maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of Homedics.

This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adoption to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. THERE SHALL BE NO OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OR ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF THE COMPANY WITH RESPECT TO PRODUCTS COVERED BY THIS WARRANTY. HOMEDICS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THIS WARRANTY REQUIRE MORE THAN THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY PART OR PARTS THAT ARE FOUND TO BE DEFECTIVE WITHIN THE EFFECTIVE PERIOD OF THE WARRANTY. NO REFUNDS WILL BE GIVEN. IF REPLACEMENT PARTS FOR DEFECTIVE MATERIALS ARE NOT AVAILABLE, HOMEDICS RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUTIONS IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged, and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on internet auction sites and/or sales of such products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate as to any products or parts thereof that are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior express and written consent of Homedics.

This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights that may vary from state to state and country to country. Because of individual state and country regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

For more information regarding our product line in the USA, please visit www.homedics.com. For Canada, please visit www.homedics.ca.

FOR SERVICE IN THE USA

cservice@homedics.com

8:30am-7:00pm EST Monday-Friday

1-800-466-3342

FOR SERVICE IN CANADA

cservice@homedics.ca

8:30am-5:00pm EST Monday-Friday

1-888-225-7378

©2024 Homedics, LLC. All rights reserved.

Homedics is a registered trademark of Homedics, LLC.


Distributed by Homedics, LLC, 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390

IB-BMAC108HJ



**activez la
garantie de
votre produit**

Numérisez le code QR et
enregistrez votre produit
dans les 7 jours pour
activer votre garantie



S'inscrire vous donne également accès à des
conseils, des offres excitantes et plus encore !

tapis d'étirement du dos Bodyflex avec chaleur

MODE D'EMPLOI ET INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

BM-AC108HJ | L-00749, Rev. 3

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LORS DE L'UTILISATION DE PRODUITS ÉLECTRIQUES, EN PARTICULIER EN PRÉSENCE D'ENFANTS, DES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE SUIVIES, Y COMPRIS LES SUIVANTES : LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

DANGER – POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE :

- Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique immédiatement après utilisation et avant le nettoyage.
- NE PAS chercher à attraper un appareil qui est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- NE PAS utiliser pendant le bain ou sous la douche.
- NE PAS placer ou ranger l'appareil là où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
- NE PAS placer ou laisser tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
- NE JAMAIS utiliser des épingles ou autres attaches métalliques avec cet appareil.

AVERTISSEMENT – POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :

- Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, et avant de mettre ou d'enlever des pièces ou des accessoires.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par ou près des enfants, des invalides ou des personnes handicapées.
- Utilisez cet appareil uniquement pour son usage prévu, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par Homedics ; en particulier, tout accessoire non fourni avec l'appareil.
- NE JAMAIS utiliser cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé, ou échappé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service Homedics pour examen et réparation.
- Gardez le cordon éloigné des surfaces chauffées.
- NE JAMAIS laisser tomber ou insérer un objet dans une ouverture.
- NE PAS utiliser là où des produits en aérosol (spray) sont utilisés ou où de l'oxygène est administré.
- NE PAS utiliser sous une couverture ou un oreiller. Une chaleur excessive peut se produire et causer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- NE PAS transporter cet appareil par le cordon d'alimentation ou utiliser le cordon comme poignée.
- Pour débrancher, tournez tous les contrôles en position off, puis retirez la fiche de la prise.
- NE PAS utiliser à l'extérieur.
- NE JAMAIS utiliser l'appareil avec les ouvertures d'air obstruées. Gardez les ouvertures d'air libres de peluches, cheveux et similaires.

- Utilisez les surfaces chauffées avec précaution. Peut causer de graves brûlures. Ne pas utiliser sur des zones de peau insensible ou en présence de mauvaise circulation sanguine. L'utilisation non surveillée de chaleur par des enfants ou des personnes incapables peut être dangereuse.
- NE PAS utiliser ce masseur à proximité de vêtements amples ou de bijoux.
- Gardez les cheveux longs éloignés du masseur pendant l'utilisation.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation personnelle et non professionnelle.
- NE JAMAIS utiliser sur une surface molle telle qu'un lit ou un canapé où les ouvertures d'air peuvent être obstruées.
- NE PAS essayer de réparer le masseur. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur. Pour le service, contactez les relations consommateurs au numéro indiqué dans la section Garantie.

ATTENTION : Tout entretien de ce masseur doit être effectué uniquement par un personnel de service Homedics autorisé.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS

ATTENTION – VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

- Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si :
 - Vous êtes diabétique
 - Vous êtes enceinte
 - Vous avez un stimulateur cardiaque
 - Vous avez des préoccupations concernant votre santé
- Non recommandé pour les diabétiques en raison d'un risque accru potentiel de caillots sanguins et de sensibilité à la chaleur.
- NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance, surtout si des enfants sont présents.
- NE PAS utiliser ce produit pendant plus de 15 minutes à la fois.
- Une utilisation excessive pourrait entraîner une surchauffe du produit et une durée de vie plus courte. Si cela se produit, cessez l'utilisation et laissez l'appareil refroidir avant de le remettre en marche.
- NE JAMAIS utiliser ce produit directement sur des zones enflées ou enflammées ou des éruptions cutanées.
- NE PAS utiliser ce produit comme substitut à une consultation médicale.
- Ce produit est équipé d'un circuit de protection contre la surchauffe ; si l'alimentation est coupée, attendez que le produit ait refroidi.
- Ce produit ne doit jamais être utilisé par une personne souffrant d'un problème physique limitant sa capacité à manipuler les commandes ou ayant des déficiences sensorielles.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les automobiles.
- Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Insérez la fiche de l'adaptateur secteur dans la prise du cordon d'alimentation du masseur, puis branchez l'appareil dans une prise électrique de 120 volts. Assurez-vous toujours que l'appareil est en position éteinte avant d'insérer la fiche dans une prise électrique de 120 volts.

1. Dépliez le tapis d'étirement BodyFlex et placez-le sur le sol. Alternativement, le tapis peut être placé sur un matelas ferme et plat, à condition que toute la literie douce soit retirée au préalable.
2. Retirez les chaussures, écharpes, cravates, ceintures et bijoux. Portez des vêtements doux et confortables.
3. Allongez-vous sur le tapis sur le dos avec vos fesses près de l'extrémité du coussin et l'oreiller sous votre tête.
4. Positionnez vos jambes et bras selon les instructions du tableau à droite. Veuillez choisir judicieusement car les positions de vos jambes et bras peuvent affecter considérablement l'intensité de l'étirement.
5. Appuyez sur le bouton d'alimentation  de la télécommande.
6. Appuyez sur le bouton de chauffage  pour réchauffer les muscles et profiter de la chaleur apaisante.
7. Choisissez votre niveau d'intensité :
 BAS = 1 LED allumée
 MOYEN = 2 LEDs allumées
 ÉLEVÉ = 3 LEDs allumées
 Nous recommandons de commencer sur BAS, car vous pouvez toujours augmenter l'intensité pendant le programme si vous préférez un étirement plus profond.
8. Sélectionnez un programme.

OTRE FLEXIBILITÉ	POSITION DES JAMBES	POSITION DES BRAS	INTENSITÉ
RIGIDE, EX. DOS TENDU/TENDONS D'ACHILLE TENDUS	GENOUX PLIÉS, PIEDS À PLAT SUR LE SOL AU-DELÀ DU TAPIS	SUR LES CÔTÉS, OU AVEC LES MAINS REPOSANT SUR LE VENTRE	LÉGÈRE
UNE CERTAINE FLEXIBILITÉ, MAIS ENCORE DES PROGRÈS À FAIRE	JAMBES DROITES, PLACEZ UN PETIT COUSSIN SOUS LES GENOUX	SUR LES CÔTÉS, OU AVEC LES MAINS REPOSANT SUR LE VENTRE	MODÉRÉE
BONNE FLEXIBILITÉ, PEUT FACILEMENT TOUCHER LES ORTEILS	JAMBES DROITES (SANS COUSSIN)	SUR LES CÔTÉS, OU AVEC LES MAINS REPOSANT SUR LE VENTRE	ACCURÉE
TRÈS FLEXIBLE ET RECHERCHANT UN TRAITEMENT PLUS PROFOND	JAMBES DROITES (SANS COUSSIN)	BRAS ÉTENDUS OU CROISÉS AU-DESSUS DE LA TÊTE	PLEINE INTENSITÉ

REMARQUE : La durée du programme est d'environ 15 minutes à haute intensité et moins à intensité moyenne ou basse.

9. Détendez-vous, dès que le programme d'étirement commence, fermez les yeux. Détendez tous vos muscles et concentrez-vous sur votre respiration. Laissez le poids du corps s'enfoncer profondément dans le tapis. Les étirements peuvent être répétés aussi souvent que vous le souhaitez, mais comme pour toute nouvelle activité, commencez toujours doucement et augmentez votre routine à mesure que votre corps s'habitue. Nous recommandons de commencer les étirements au niveau 1 et d'augmenter lentement l'intensité et la fréquence de votre routine.

PROGRAMME	DESCRIPTION ET AVANTAGES
TWIST	UN PROGRAMME DYNAMIQUE INCORPORANT DES TORSIONS POUR DIMINUER LA TENSION DANS LES ÉPAULES ET LES HANCHES. IDÉAL ÉGALEMENT POUR LIBÉRER LA TENSION DANS LE BAS DU DOS.
FLOW	UN FLUX PROGRESSIF D'ÉTIREMENTS POUR MOBILISER DOUCEMENT LA LONGUEUR DE LA COLONNE VERTÉBRALE, VOUS LAISSANT UNE SENSATION DE FRAÎCHEUR ET DE SOUPLESSE ACCRUE.
ENERGIZE	UN PROGRAMME STIMULANT POUR AIDER À AUGMENTER L'ÉNERGIE.
STRETCH	UN ÉTIREMENT COMPLET OFFRANT UN EXCELLENT REMÈDE APRÈS DE LONGUES PÉRIODES ASSIS.
UNWIND	Une combinaison de torsions et d'étirements pour vous aider à détresser et à libérer la tension.
RECOVER	Un programme à rythme varié axé sur le renouvellement de l'énergie.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

POUVOIR

Pour allumer le tapis d'étirement, appuyez sur le bouton d'alimentation. La LED s'allumera. Ensuite, sélectionnez un programme.

INTENSITÉ

Une fois votre programme sélectionné, vous pouvez choisir parmi 3 intensités. Appuyez sur la flèche vers le haut pour augmenter l'intensité et sur la flèche vers le bas pour diminuer l'intensité. Plus l'intensité est élevée, plus les coussins d'air se gonflent et plus votre étirement sera intense. Il est recommandé de commencer au niveau d'intensité 1 et d'augmenter si nécessaire. Les LED blanches s'allumeront pour indiquer le niveau d'intensité sélectionné.





CHALEUR

Appuyez sur le bouton de chauffage pour profiter du confort de la chaleur apaisante. La chaleur peut être combinée avec vos étirements ou utilisée indépendamment.

SUSPENDRE

Lorsque vous profitez de l'un des 6 programmes, vous pouvez choisir de mettre le programme en pause et de faire une pause. En appuyant sur le bouton « suspendre », tous les coussins d'air se dégonfleront. Lorsque vous êtes prêt à reprendre le programme, appuyez à nouveau sur le bouton de suspension pour redémarrer le programme là où vous vous êtes arrêté.

PROGRAMMES

Sélectionnez un bouton de programme pour profiter de l'un des 6 programmes d'étirement personnalisés qui gonflent les coussins d'air dans une séquence préprogrammée.

ENTRETIEN

POUR RANGER

Placez le tapis d'étirement dans sa boîte ou dans un endroit frais et sec. Évitez le contact avec des bords tranchants ou des objets pointus qui pourraient couper ou perforer la surface du tissu. Pour éviter de casser, ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Ne pas suspendre l'appareil par le cordon de la télécommande.

POUR NETTOYER

Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. Nettoyez uniquement avec une éponge douce et légèrement humide. Ne laissez jamais de l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec l'appareil.

- NE PAS immerger dans un liquide pour nettoyer.
- NE JAMAIS utiliser de nettoyeurs abrasifs, de brosses, d'essence, de kérosène, de vernis pour vitres/meubles ou de diluant à peinture pour nettoyer.
- NE PAS tenter de réparer le tapis d'étirement. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur. Pour le service, appelez le numéro de téléphone des relations consommateurs indiqué dans la section Garantie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSEUR

Description du produit : TAPIS D'ÉTIREMENT DU DOS BODYFLEX AVEC CHALEUR

Numéro de modèle : BM-AC108HJ

Nom du fabricant : Homedics

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Coordonnées aux États-Unis

Société : Homedics, LLC.

Adresse : 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390

8h30-19h00 HNE du lundi au vendredi 1-800-466-3342

Homedics n'est pas responsable de quelque brouillage radio ou télé que ce soit causé par des modifications non autorisées à cet équipement. De telles modifications pourraient enlever à l'utilisateur le droit d'utiliser l'équipement. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)



GARANTIE LIMITÉE DE 2-ANS

Homedics vend ses produits avec l'intention que ceux-ci soient exempts de défauts de fabrication et de qualité d'exécution durant une période de deux années à compter de la date d'achat initiale, exception faite des indications ci-après. Homedics garantit que ce produit sera exempt de vices de matériel ou de malfaçon sous des conditions d'utilisation et d'entretien normales. La présente garantie ne s'applique qu'aux consommateurs et ne s'applique pas aux détaillants.

Pour obtenir le service de garantie sur votre produit Homedics, contactez un représentant des Relations avec les Consommateurs pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir sous la main le numéro de modèle du produit.

Homedics n'autorise personne, y compris mais non de façon limitative les détaillants, l'acheteur consommateur postérieur du produit auprès d'un détaillant, ou les acheteurs distants à lier Homedics de quelque façon que ce soit au-delà des modalités établies aux présentes. La présente garantie ne couvre pas les dommages causés par mauvais usage ou usage abusif ; accident ; attachement de quelque accessoire non autorisé que ce soit ; altération du produit ; installation impropre ; réparations ou modifications non autorisées, utilisation inappropriée de l'alimentation électrique ; perte de puissance ; produit qu'on a laissé tomber ; anomalie ou dommage à une pièce fonctionnelle pour avoir omis de faire l'entretien recommandé par le fabricant ; dommages dus au transport ; vol ; négligence ; vandalisme ; ou conditions environnementales ; perte de jouissance pendant que le produit est dans une installation de réparation ou est autrement en attente d'une pièce ou d'une réparation ; ou toute autre condition quelle qu'elle soit indépendante de la volonté de Homedics.

La présente garantie n'est exécutoire que si le produit est acheté et utilisé dans le pays où il a été acheté. Un produit nécessitant des modifications ou une adaptation pour lui permettre de fonctionner dans tout autre pays que le pays pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et/ou autorisé, ou une réparation de produit endommagé par de telles modifications n'est pas couvert au titre de la présente garantie.

LA GARANTIE STIPULÉE AUX PRÉSENTES SERA LA GARANTIE UNIQUE ET EXCLUSIVE. IL N'Y AURA AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE Y COMPRIS AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU QUELQUE AUTRE OBLIGATION QUE CE SOIT DE LA PART DE LA SOCIÉTÉ À L'ÉGARD DES PRODUITS COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE. HOMEDICS N'AURA AUCUNE REDEVABILITÉ À L'ÉGARD DE QUELQUE DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF OU PARTICULIER QUE CE SOIT. EN AUCUN CAS CETTE GARANTIE N'EXIGERA-T-ELLE AUTRE CHOSE QUE LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT D'UNE OU PLUSIEURS PIÈCES JUGÉES DÉFECTUEUSES DURANT LA PÉRIODE D'APPLICATION DE LADITE GARANTIE. AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUÉ. SI LES PIÈCES DE RECHANGE POUR LE MATÉRIEL DÉFECTUEUX NE SONT PAS DISPONIBLES, HOMEDICS SE RÉSERVE LE DROIT DE FAIRE DES SUBSTITUTIONS DE PRODUITS AUX LIEU ET PLACE D'UNE RÉPARATION OU D'UN REMPLACEMENT.

La présente garantie ne s'étend pas à l'achat de produits ouverts, utilisés, réparés, réemballés et/ou rescellés, y compris mais non de façon limitative à la vente de tels produits sur les sites internet de vente aux enchères et/ou la vente de tels produits par des revendeurs de surplus ou des entrepôts de vente. Toutes les garanties quelles qu'elles soient cesseront et seront immédiatement résiliées advenant que tout produit ou pièce de produit soit réparée, remplacée, altérée ou modifiée sans le consentement explicite et par écrit d'Homedics.

La présente garantie vous accorde des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir des droits additionnels pouvant varier d'un état ou d'une province et d'un pays à l'autre. Compte tenu de la réglementation propre à chaque état, province et pays, certaines des restrictions qui précèdent peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Pour plus de renseignements concernant notre éventail de produits aux É.-U., veuillez visiter : www.Homedics.com. Au Canada, veuillez visiter : www.Homedics.ca.

POUR OBTENIR DU SERVICE AUX É.-U.

CSERVICE@HOMEDICS.COM

8 H 30 À 19 H 00 HNE DU LUNDI AU VENDREDI

1-800-466-3342

POUR OBTENIR DU SERVICE AU CANADA

CSERVICE@HOMEDICS.CA

8 H 30 À 17 H 00 HNE DU LUNDI AU VENDREDI

1-888-225-7378

©2024 Homedics, LLC. Tous les droits sont réservés.

Homedics est une marque déposée de Homedics, LLC.

Distribué par Homedics, LLC, 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390

IB-BMAC108HJ



**active la
garantía de su
producto**

escanea el código QR
y registra tu producto
dentro de los 7 días para
activar tu garantía



¡Registrarse también te da acceso a
consejos, ofertas emocionantes y más!

**colchoneta de estiramiento de espalda
Bodyflex con calor**

MANUAL DE INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN DE GARANTÍA

BM-AC108HJ | L-00749, Rev. 3

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

CUANDO UTILICE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE CUANDO HAY NIÑOS PRESENTES, SE DEBEN SEGUIR SIEMPRE LAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

- Desenchufe siempre el aparato de la toma eléctrica inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo.
- NO intente recuperar un aparato que ha caído al agua. Desenchúfelo de inmediato.
- NO lo use mientras se baña o en la ducha.
- NO coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser tirado en una bañera o fregadero.
- NO coloque ni deje caer en agua u otro líquido.
- NUNCA use alfileres u otros sujetadores metálicos con este aparato.

ATENCIÓN – PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES:

- Nunca se debe dejar un aparato desatendido cuando está enchufado. Desenchúfelo de la toma cuando no esté en uso, y antes de poner o quitar piezas o accesorios.
- Se necesita una supervisión cercana cuando este aparato es utilizado por, sobre o cerca de niños, inválidos o personas con discapacidades.
- Use este aparato solo para su uso previsto, tal como se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por Homedics; específicamente, cualquier accesorio no proporcionado con la unidad.
- NUNCA opere este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no está funcionando correctamente, si ha sido dejado caer o dañado, o dejado caer en agua. Devuelva el aparato a un centro de servicio Homedics para su examen y reparación.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- NUNCA deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- NO opere donde se estén utilizando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
- NO opere bajo una manta o almohada. Puede ocurrir un calentamiento excesivo y causar incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.
- NO transporte este aparato por el cable de suministro ni use el cable como mango.
- Para desconectar, apague todos los controles, luego retire el enchufe de la toma.
- NO use al aire libre.
- NUNCA opere el aparato con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusa, cabello y similares.

- Use superficies calentadas con cuidado. Pueden causar quemaduras graves. No lo use sobre áreas de piel insensible o en presencia de mala circulación. El uso no supervisado del calor por niños o personas incapacitadas puede ser peligroso.
- NO use este masajeador cerca de ropa suelta o joyas.
- Mantenga el cabello largo alejado del masajeador mientras esté en uso.
- Este aparato está diseñado para uso personal y no profesional.
- NUNCA opere sobre una superficie blanda como una cama o sofá donde las aberturas de aire puedan estar bloqueadas.
- NO intente reparar el masajeador. No hay piezas reparables por el usuario. Para el servicio, contacte a Relaciones con el Consumidor al número listado en la sección de Garantía.

PRECAUCIÓN: Todo el mantenimiento de este masajeador debe ser realizado únicamente por personal de servicio autorizado de Homedics.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN – POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE OPERAR.

- Consulte a su médico antes de usar este producto si:
 - Es diabético
 - Está embarazada
 - Tiene un marcapasos
 - Tiene alguna preocupación respecto a su salud
- NO se recomienda su uso para diabéticos debido a un posible aumento del riesgo de coágulos sanguíneos y sensibilidad al calor.
- NUNCA deje el aparato desatendido, especialmente si hay niños presentes.
- NO use este producto por más de 15 minutos a la vez.
- El uso excesivo podría llevar a un sobrecalentamiento del producto y acortar su vida útil. Si esto ocurre, suspenda el uso y permita que la unidad se enfríe antes de volver a usarla.
- NUNCA use este producto directamente sobre áreas hinchadas o inflamadas o sobre erupciones cutáneas.
- NO use este producto como sustituto de atención médica.
- Este producto está equipado con un circuito de protección contra el sobrecalentamiento; si se corta la energía, espere hasta que el producto se enfríe.
- Este producto nunca debe ser usado por personas que sufran de alguna dolencia física que limite su capacidad para operar los controles o que tengan deficiencias sensoriales.
- Este producto no está diseñado para uso en automóviles.
- Este producto está destinado únicamente para uso doméstico.

INSTRUCCIONES DE USO

Inserte la clavija del adaptador de corriente en el enchufe del cable de alimentación del masajeador, luego enchufe la unidad en una toma eléctrica de 120 voltios. Asegúrese siempre de que la unidad esté en la posición de apagado antes de insertar la clavija en una toma eléctrica de 120 voltios.

1. Despliegue la colchoneta de estiramiento BodyFlex y colóquela en el suelo. Alternativamente, la colchoneta puede colocarse sobre un colchón firme y plano, siempre que se retire primero cualquier ropa de cama suave.
2. Quítese los zapatos, bufandas, corbatas, cinturones y joyas. Use ropa suave y cómoda.

3. Acuéstese sobre la colchoneta de espaldas con su trasero más cerca del extremo del cojín y la almohada debajo de su cabeza.

4. Coloque sus piernas y brazos de acuerdo con las instrucciones del cuadro a la derecha. Elija adecuadamente, ya que las posiciones de las piernas y los brazos pueden afectar considerablemente la intensidad del estiramiento.

5. Presione el botón de encendido  en el control remoto.

6. Presione el botón de calor  para calentar los músculos y disfrutar del calor reconfortante.

7. Elija su nivel de intensidad:
BAJO = 1 LED encendido
MED = 2 LEDs encendidos
ALTO = 3 LEDs encendidos

Recomendamos comenzar en BAJO, ya que siempre puede aumentar la intensidad durante el programa si prefiere un estiramiento más profundo.

8. Seleccione un programa.

NOTA: El tiempo del programa es de aproximadamente 15 minutos en alta intensidad y menos en intensidad media o baja.

SU FLEXIBILIDAD	POSICIÓN DE LAS PIERNAS	POSICIÓN DE LOS BRAZOS	INTENSIDAD
INFLEXIBLE, E.J. ESPALDA TENSA/ TENDONES DE LA CORVA TENSOS	RODILLAS DOBLADAS, PIES PLANOS EN EL SUELO MÁS ALLÁ DE LA COLCHONETA	A LOS LADOS, O CON LAS MANOS DESCANSANDO SOBRE EL VIENTRE	LEVE
ALGO DE FLEXIBILIDAD, PERO AÚN QUEDA CAMINO POR RECORRER	PIERNAS RECTAS, COLOQUE UNA PEQUEÑA ALMOHADA BAJO LAS RODILLAS	A LOS LADOS, O CON LAS MANOS DESCANSANDO SOBRE EL VIENTRE	MODERADA
BUENA FLEXIBILIDAD, PUEDE TOCAR FÁCILMENTE LOS DEDOS DE LOS PIES	PIERNAS RECTAS (SIN ALMOHADA)	A LOS LADOS, O CON LAS MANOS DESCANSANDO SOBRE EL VIENTRE	AUMENTADA
MUY FLEXIBLE Y BUSCANDO UN TRATAMIENTO MÁS PROFUNDO	PIERNAS RECTAS (SIN ALMOHADA)	BRAZOS EXTENDIDOS O CRUZADOS SOBRE LA CABEZA	MÁXIMA INTENSIDAD

9. Relájese, cuando comience el programa de estiramiento, cierre los ojos. Relaje todos sus músculos y concéntrese en su respiración. Deje que el peso del cuerpo se hunda profundamente en la colchoneta. Los estiramientos se pueden repetir tantas veces como desee, pero como con cualquier cosa nueva, siempre comience suavemente y aumente su rutina a medida que su cuerpo se acostumbre. Recomendamos comenzar con estiramientos en el nivel 1 y aumentar lentamente la intensidad y la frecuencia de su rutina.

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN Y BENEFICIOS
TWIST	Un programa dinámico que incorpora giros para disminuir la tensión en los hombros y las caderas. También es excelente para liberar la tensión en la parte baja de la espalda.
FLOW	Un flujo progresivo de estiramientos para movilizar suavemente la longitud de la columna vertebral, dejándose una sensación de frescura y mayor flexibilidad.
ENERGIZE	Un programa estimulante para ayudar a aumentar la energía.
STRETCH	Un estiramiento completo que proporciona un excelente antídoto después de largos períodos de estar sentado.
UNWIND	Una combinación de giros y estiramientos para ayudarte a desestresarte y liberar la tensión.
RECOVER	Un programa de ritmo variado centrado en reponer la energía.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

POTENCIA

Para encender la colchoneta de estiramiento, presione el botón de encendido. El LED se iluminará. Luego, seleccione un programa.

INTENSIDAD

Una vez que haya seleccionado su programa, puede elegir entre 3 intensidades. Presione la flecha hacia arriba para aumentar la intensidad y la flecha hacia abajo para disminuir la intensidad. Cuanto mayor sea la intensidad, más se inflarán las bolsas de aire y más intenso será su estiramiento. Se recomienda comenzar en el nivel de intensidad 1 y aumentar si es necesario. Los LED blancos se iluminarán para indicar el nivel de intensidad seleccionado.





CALOR

Presione el botón de calor para disfrutar del confort del calor reconfortante. El calor puede combinarse con sus estiramientos o usarse de forma independiente.

SUSPENDER

Cuando esté disfrutando de 1 de los 6 programas, puede elegir pausar el programa y tomar un descanso. Al presionar el botón de “suspender”, todas las bolsas de aire se desinflarán. Cuando esté listo para reanudar el programa, presione nuevamente el botón de suspensión para reiniciar el programa desde donde lo dejó.

PROGRAMAS

Seleccione un botón de programa para disfrutar de 1 de los 6 programas de estiramiento personalizados que inflan las bolsas de aire en una secuencia preprogramada.

MANTENIMIENTO

PARA ALMACENAR

Coloque la colchoneta de estiramiento en su caja o en un lugar fresco y seco. Evite el contacto con bordes afilados u objetos puntiagudos que puedan cortar o perforar la superficie de la tela. Para evitar roturas, no enrolle el cable de alimentación alrededor de la unidad. No cuelgue la unidad por el cable del control manual.

PARA LIMPIAR

Desenchufe la unidad y déjela enfriar antes de limpiarla. Limpie solo con una esponja suave y ligeramente húmeda. Nunca permita que el agua u otros líquidos entren en contacto con la unidad.

- NO sumerja en ningún líquido para limpiar.
- NUNCA use limpiadores abrasivos, cepillos, gasolina, queroseno, abrillantador de vidrio/muebles o diluyente de pintura para limpiar.
- NO intente reparar la colchoneta de estiramiento. No hay piezas reparables por el usuario. Para el servicio, llame al número de teléfono de Relaciones con el Consumidor que figura en la sección de Garantía.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Descripción del producto: COLCHONETA DE ESTIRAMIENTO DE ESPALDA
BODYFLEX CON CALOR

Número de modelo: BM-AC108HJ

Nombre de la marca: Homedics

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Información de contacto en los EE. UU.

Compañía: Homedics, LLC.

Dirección: 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390

8:30 a.m. a 7:00 p.m., hora del Este, de lunes a viernes 1-800-466-3342

Homedics no se responsabiliza por ninguna interferencia de radio o televisión provocada por modificaciones no autorizadas que se realicen a este equipo. Tales modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y TV para obtener ayuda.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)



GARANTÍA LIMITADA DE 2-AÑOS

Homedics vende sus productos con la intención de que estén libres de defectos de fabricación y mano de obra por un período de 2 años a partir de la fecha de compra original, con excepción de lo que se indica a continuación. Homedics garantiza que sus productos estarán libres de defectos en materiales y mano de obra bajo uso normal y servicio normales. Esta garantía se extiende sólo a los consumidores y no se extiende a los minoristas.

Para obtener el servicio de garantía en su producto Homedics, comuníquese con un representante de Relaciones con el Cliente para obtener ayuda. Asegúrese de tener a la mano el número de modelo del producto.

Homedics no autoriza a nadie, incluyendo, pero no limitado a, minoristas, el comprador posterior del producto de un minorista o los compradores remotos, a obligar a Homedics en cualquier forma más allá de los términos aquí establecidos. Esta garantía no cubre los daños causados por mal uso o abuso; accidente; conexión de accesorios no autorizados; alteración del producto; instalación incorrecta; reparaciones o modificaciones no autorizadas; uso inapropiado de energía eléctrica/fuente de alimentación; pérdida de alimentación eléctrica; caída del producto; funcionamiento incorrecto o daño de una parte operativa por no proporcionar el mantenimiento recomendado por el fabricante; daño al transportarlo; robo; negligencia; vandalismo; o condiciones ambientales; pérdida del uso durante el período en que el producto se encuentre en una instalación de reparación o en espera de partes o de reparación; o cualquier otra condición ajena al control de Homedics.

Esta garantía sólo es efectiva si el producto se adquiere y se opera en el país en el que ha sido adquirido. Un producto que requiera modificaciones o adaptaciones para que funcione en cualquier otro país que no sea el país para el cual fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados por estas modificaciones no está cubierto por esta garantía.

LA GARANTÍA PROPORCIONADA EN ESTE DOCUMENTO SERÁ LA GARANTÍA ÚNICA Y EXCLUSIVA. NO HABRÁ NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD O CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA. HOMEDICS NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, SECUNDARIOS O ESPECIALES. EN NINGÚN CASO ESTA GARANTÍA PRECISA MÁS DE LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE CUALQUIER PARTE O PARTES QUE SE DETERMINE QUE TIENEN ALGÚN DEFECTO EN EL PERÍODO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA. NO SE OTORGARÁN REEMBOLSOS. SI NO HAY PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES PARA MATERIALES DEFECTUOSOS, HOMEDICS SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUBSTITUCIONES DE PRODUCTOS EN LUGAR DE REPARACIÓN O REEMPLAZO.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, reempacados y/o revendidos, incluyendo pero no limitados a la venta de dichos productos en sitios de subastas en internet y/o ventas de dichos productos por revendedores de excedentes o a granel. Todas y cada una de las garantías cesarán y terminarán inmediatamente en cuanto a los productos o partes de los mismos que sean reparados, reemplazados, alterados o modificados sin el previo consentimiento expreso y por escrito de Homedics.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede gozar de derechos adicionales, los cuales pueden variar de un estado a otro y de un país a otro. Debido a las regulaciones de cada estado y de cada país, algunas de las limitaciones y exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted.

Para obtener más información sobre nuestra línea de productos en EUA visite www.Homedics.com. Para Canadá, por favor, visite www.Homedics.ca.

PARA OBTENER SERVICIO EN EE. UU.

CSERVICE@HOMEDICS.COM

8:30 A. M. A 7:00 P. M. EST

DE LUNES A VIERNES

1-800-466-3342

PARA SERVICIO EN CANADÁ

CSERVICE@HOMEDICS.CA

8:30 A. M. A 5:00 P. M. EST

DE LUNES A VIERNES

1-888-225-7378

©2024 Homedics, LLC. Todos los derechos reservados.

Homedics es una marca registrada de Homedics, LLC.

Distribuido por Homedics, LLC, 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390

IB-BMAC108HJ